

Eclipse 3 con AutoSAT®.

Ora con un'erogazione di ossigeno migliore e un maggiore comfort d'uso.



Concentratore di ossigeno per uso domestico o notturno e per muoversi in strada e in viaggio

Dotato di un accumulatore integrato e un Caddy montato stabilmente con ruote di grosse dimensioni, il concentratore di ossigeno Eclipse 3 è la soluzione ideale per i pazienti che si spostano di frequente, poiché unisce i vantaggi di un apparecchio fisso con quelli di un sistema mobile.

Vantaggi convincenti

- Erogazione di ossigeno continua, con comando a impulsi
- Alimentazione stabile dell'ossigeno, fino a 3 l O₂ / min ininterrottamente
- Tre quantità aggiuntive di bolo d'ossigeno da 128 ml, 160 ml e 192 ml selezionabili in modalità impulso
- Comoda alimentazione di ossigeno grazie alla regolazione della quantità del bolo a 3 livelli: lento, medio e veloce
- Garanzia di continuità nell'alimentazione di O₂ in caso di mancato disinnesto del bolo nella modalità di funzionamento a impulso, grazie alla commutazione automatica nella modalità costante
- Saturazione uniforme dell'ossigeno anche sotto carico, grazie alla tecnologia AutoSAT® (l'erogazione dell'ossigeno si adegua automaticamente alla frequenza di respirazione)
- Semplice sostituzione dell'accumulatore senza dover togliere l'apparecchio dal carrello
- Minimo consumo di corrente grazie alla nuova tecnologia degli accumulatori
- Compatto e di facile uso
- Caddy con ruote di grosse dimensioni
- Compatibile con apparecchi CPAP e BiLevel
- 4 anni di garanzia (accumulatore un anno di garanzia)

Fornitura

- Concentratore di ossigeno mobile con accumulatore
- Alimentazione
- Adattatore a tensione continua per autovettura
- Caddy con ruote di grosse dimensioni
- Filtro ingresso aria
- Istruzioni per l'uso

Dati tecnici

Impostazioni di flusso dell'ossigeno:

Flusso costante (l/min):	0,5 - 1,0 - 1,5 - 2,0 - 2,5 - 3,0
Flusso a impulso:	Impostazioni 1-6, 128 ml, 160 ml, 192 ml

Quantità del bolo di ossigeno nella modalità a impulso:

Impostazione 1	= 16 ml
Impostazione 2	= 32 ml
Impostazione 3	= 48 ml
Impostazione 4	= 64 ml
Impostazione 5	= 80 ml
Impostazione 6	= 96 ml
	128 ml
	160 ml
	192 ml

Gamma di frequenza della respirazione:	in media 6 - 25 respiri/min
Concentrazione di ossigeno:	90 % \pm 3 % in tutte le impostazioni
Tempo minimo intermedio di respirazione:	1,25 s (max 3 respiri successivi)
Riconoscimento apnea:	Commutazione nella modalità costante in caso di mancato riconoscimento della respirazione; controllo continuo dei respiri ad intervalli di 15 secondi.
Sensibilità trigger:	da 1 (molto sensibile) a 3 (poco sensibile)
Allarmi acustici:	Allarme caduta della tensione di rete, allarme accumulatore quasi scarico, allarme bassa concentrazione di O ₂ , allarme bassa erogazione di ossigeno, allarme mancato riconoscimento della respirazione e allarme errore del sistema
Pressione di scarico ossigeno:	34,5 kPa
Emissioni acustiche:	40-48 dB(A)
Alimentazione elettrica:	Corrente alternata 100-240 V - Corrente continua 12 V
Durata accumulatore:	Flusso costante 4,4 h per 0,5 l/min - 1,3 h per 3 l/min Flusso ad impulso 5,4 h per impostazione 1 (16 ml) fino a 1,7 h per impostazione 192 ml
Consumo di energia:	da 45 Watt (impostazione modalità ad impulso1) fino a 145 Watt (modalità costante, 3 l al minuto)
Peso:	8,4 kg con accumulatore
Dimensioni (A x L x P):	49,0 x 31,2 x 18,0 cm
Garanzia:	4 anni (accumulatore un anno di garanzia)
Altitudine consentita:	fino a 4000 m s.l.m.
Produttore:	SeQual®

