

# Linde Integrated Valve – LIV®.

Le informazioni più importanti in breve.



- Vantaggi**
- Peso inferiore rispetto alle tradizionali bombole in acciaio
  - Impostazioni variabili del flusso: da 0 a 25 litri/min
  - Indicatore permanente della pressione di riempimento
  - Attacchi di prelievo: innesto rapido e nipplo per tubo
  - Design ergonomico: maniglie di trasporto, dispositivo di aggancio al telaio del letto
  - Efficiente ed economico: LIV® consente di sfruttare al massimo il contenuto della bombola
  - Mobilità: utilizzo in caso di spostamenti, sul luogo dell'incidente
  - Servizi di assistenza: rintracciabilità della bombola, corsi di formazione ecc.
  - Compatibilità con gli apparecchi di risonanza magnetica

LIV® riunisce in un'unica soluzione tutte le caratteristiche menzionate in precedenza, facilitando notevolmente il lavoro dell'utente.

## Dimensioni LIV®

Prodotto	N. art.
Da 2 l in alluminio con LIV®, riempito con CONOXIA®	2023.L239
Da 5 l in alluminio con LIV®, riempito con CONOXIA®	2023.L539
Da 10 l in alluminio con LIV®, riempito con CONOXIA®	2023.LX39

## PanGas AG

Healthcare, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen

Telefono 0844 800 300, Fax 0844 800 301, [www.pangas-healthcare.ch](http://www.pangas-healthcare.ch)